

Instrucciones de uso: El Pink Pad®

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, LEA DETENIDAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN.

DESCRIPCIÓN

El Pink Pad es un sistema para un solo uso para procedimientos quirúrgicos que requieren posicionamiento de pacientes en Trendelenburg o Trendelenburg inversa. El sistema consiste en un Pink Pad (formulación patentada), una sábana de elevación no tejida, correas para el cuerpo y, opcional, un posicionador de cabeza y protectores para brazos.

INDICACIONES

El Pink Pad es un dispositivo no estéril para un solo uso que se utiliza durante la cirugía para proporcionar protección al paciente contra lesiones.

USUARIO Y OBJETIVO PREVISTO

Este dispositivo está diseñado para ser utilizado únicamente por profesionales de atención médica capacitados.

CONTRAINDICACIONES


Este dispositivo no está diseñado, destinado ni se vende para otro uso que no sea el indicado.

CONOCIMIENTO Y USO

El uso profesional requiere conocimiento de estas instrucciones de uso. Uso del dispositivo limitado al quirófano en un hospital o centro quirúrgico.

BENEFICIOS CLÍNICOS

Ayudar a los centros hospitalarios a proporcionar un método seguro y eficaz de manejo de pacientes para la prevención de úlceras por presión y la inmovilidad para los pacientes en la posición de Trendelenburg.



PREPARACIÓN Y USO

1. Coloque el Pink Pad en el borde del segmento central de la mesa más cercano al corte perineal, colocando las correas blancas de velcro en la parte inferior del Pink Pad en contacto directo con la superficie de la almohadilla de la mesa. **IMPORTANTE:** NO use fundas de mesa, ropa de cama, otros dispositivos de transferencia o materiales entre el Pink® Pad y la superficie de la camilla quirúrgica. El Pink Pad debe estar en contacto directo con la almohadilla de la mesa. Las etiquetas "This Side Up" deben estar orientadas hacia arriba.
2. Sujete las correas blancas de velcro del Pink Pad a las barandillas de la camilla quirúrgica pasándolas por debajo de la barandilla, como se muestra, y pegando los extremos de velcro.
3. Coloque la sábana de elevación sobre la almohadilla, centrándola entre las correas de velcro como se muestra (inserto A). La sábana de elevación debe cubrir solo la parte de la almohadilla donde reposará la parte baja de la espalda del paciente: por debajo de la región de la escápula y por encima del sacro.
4. Siga el protocolo hospitalario para la intubación. Luego coloque adecuadamente al paciente sobre la almohadilla. **IMPORTANTE:** LA PIEL DEL PACIENTE DEBE HACER CONTACTO DIRECTO CON EL PINK PAD. La piel de la región de la escápula y del sacro debe estar en contacto con la superficie de la almohadilla (inserto B). Utilice la sábana de elevación incluida para levantar con cuidado al paciente y sacarlo de la almohadilla para reubicarlo según sea necesario con el fin de aplicar los soportes de forma segura y adecuada. No arrastre al paciente sobre la almohadilla. Asegúrese de que la almohadilla permanezca completamente plana en todo momento.

5. Coloque los brazos como se muestra o según el protocolo hospitalario.
6. Coloque la correa para el cuerpo de la siguiente manera:
 - A. Coloque el componente de la correa con el pequeño velcro cuadrado alrededor del riel accesorio de la mesa y a través de la hebilla de la correa.
 - B. Repita el paso anterior en el otro lado de la mesa con el componente de la correa restante con el lado del velcro hacia abajo. Una las correas.

DESECHO

- Después de su uso, el Pink Pad debe desecharse de acuerdo con la política del hospital.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo se ha diseñado, probado y fabricado para uso en un solo paciente. Si se reutiliza o reprocesa, puede fallar o producir lesiones posteriores.
- Si este dispositivo se reprocesa, puede crear el riesgo de contaminación e infección del paciente.
- No reutilice ni reprocese este dispositivo.
- Después de su uso, el Pink Pad debe desecharse de acuerdo con la política del hospital.
- El Pink Pad debe almacenarse en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente antes de su uso. Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas.

PRECAUCIONES

- El Pink Pad debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso y cualquier contraindicación, advertencia o precaución proporcionada por el fabricante del instrumento asociado.
- Antes de usar el Pink Pad, asegúrese de que la almohadilla de la mesa quirúrgica esté firmemente sujeta a la mesa quirúrgica, limpia y sin residuos.
- Siga las políticas y pautas de su centro para determinar la frecuencia de monitorización del paciente. Compruebe la integridad de la piel y que la circulación sea la adecuada. El producto debe ser utilizado únicamente por profesionales médicos autorizados.
- Debe evitarse la exposición del Pink Pad a las soluciones de preparación.
- Se informa al usuario o paciente de que debe notificarse cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo a la autoridad competente del Estado miembro en el que el usuario o paciente esté establecido, así como a Xodus Medical y a su representante autorizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Entre los materiales de fabricación se incluyen los siguientes:
 - » Espuma de poliuretano, adhesivo sintético, correa de nylon
- Vida útil: indefinida

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y FUNCIONAMIENTO

- El Pink Pad debe almacenarse en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente antes de su uso. Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas.
- Durante TODO el proceso de manipulación y almacenamiento, asegúrese de que la almohadilla esté plana. No la enrolle ni la doble.



No reutilizar



Sin esterilizar



Dispositivo
médico



xodusmedical.com/elfu

Consultar las
instrucciones
electrónicas de uso



No se ha fabricado
con látex de caucho
natural



No utilizar si el
paquete está dañado
o abierto



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



MADE IN THE
USA

702 Prominence Drive
New Kensington, PA 15068,
United States

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com
Tel: 1+724-337-5500

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITCOMBO011 R0 6/26/2026