



1. Posizionare la protezione per il braccio Trendelenburg One-Step™ sotto il braccio del paziente, centrandola lateralmente con le cinghie rivolte verso il basso e verso l'interno verso il busto del paziente.

La protezione dovrebbe estendersi sopra il gomito e appena sotto la punta delle dita. La mano dovrebbe essere posizionata in una posizione anatomica naturale con i palmi rivolti verso l'interno in modo da non interferire con il nervo ulnare.

One-Step™ proteggerà il braccio, il nervo ulnare e le dita durante la regolazione delle staffe, consentendo un facile accesso alle dita e all'accesso venoso. Proteggerà anche dalla rottura dei tessuti.

2. Avvolgere la parte esterna della protezione sul braccio.
3. Successivamente, avvolgere la parte rimanente della protezione per il braccio sul braccio e fissare le cinghie alle corrispondenti toppe in Velcro™, come mostrato. Assicurarsi che la protezione per il braccio Trendelenburg One-Step™ sia saldamente avvolta intorno al braccio del paziente.

In questa fase, verificare il corretto allineamento del polso e delle dita. Inoltre, ispezionare pulsossimetri, accessi venosi, ecc. per garantire il corretto posizionamento. L'accesso a questi monitor del paziente è semplice e ripetibile.

4. Ripetere i passaggi 1-3 per l'altro braccio.

Una volta posizionate le protezioni One-Step™, avvolgere il lenzuolo di sollevamento secondo il protocollo dell'ospedale, rimboccandolo tra il paziente e il Pink Pad®.

I metodi di rimboccatura variano a seconda del protocollo ospedaliero. Il lenzuolo di sollevamento può essere rimboccato sotto il paziente o sotto il materasso del tavolo operatorio. I lenzuoli di sollevamento non devono essere rimboccati tra il Pink Pad® e il materasso del tavolo operatorio.

LITIFUOS002 R0 12/2/2022

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com | info@xodusmedical.com



MADE IN THE
USA



REGISTRAZIONE FDA
CERTIFICATO ISO 13485



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland