

Wkładka ortezowa — S+N

Opis urządzenia

Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx są przeznaczone do stosowania z systemem pozycjonowania bioder.

Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx służą do jednorazowego użytku i należy je wyrzucić po zakończeniu zabiegu chirurgicznego.

Docelowi użytkownicy

Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx są przeznaczone do użytku przez pracowników służby zdrowia zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania. Środowisko użytkowania to profesjonalna placówka służby zdrowia.

Przeznaczenie

Wkładki ortezowe Smith & Nephew DermaProx są przeznaczone do stosowania z systemem pozycjonowania bioder, aby pomóc amortyzować i chronić stopę podczas stosowania trakcji oraz zminimalizować poślizg stopy i pięty podczas zabiegów artroskopii biodra.

Wskazania do stosowania

Wkładki ortezowe Smith and Nephew DermaProx są wskazane do stosowania podczas zabiegów artroskopii stawu biodrowego.

Docelowe grupy pacjentów

Populacja pacjentów składa się z pacjentów, u których zabieg artroskopii stawu biodrowego został określony jako konieczny przez operującego chirurga.

Przeciwwskazania


- Brak

Ostrzeżenia

- Obowiązkiem dostawcy opieki zdrowotnej jest zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu, a także przeszkolenie odpowiedniego personelu medycznego.
- Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami lub przeznaczeniem jest zabronione. Modyfikacje produktu mogą zmienić oczekiwane wyniki.

Środki ostrożności

- Sprawdzić opakowanie produktu przed otwarciem. **NIE UŻYWAĆ**, jeśli opakowanie produktu jest uszkodzone lub przedziurawione.
- Sprawdzić produkt i zawartość po wyjęciu z opakowania. Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, **NIE UŻYWAĆ** i natychmiast skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.



1. Rozłożyć wkładkę ortezową, skierowując białą warstwę DermaProx™ ku górze.

2. Umieścić piętę pacjenta pośrodku wkładki, tak aby wycięcie zrównało się z łydką pacjenta.

3A. Umieścić pasek A (strona bez rzepu) środkowego paska na wierzchniej części kostki pacjenta.

3B. Przymocować pasek B (strona z rzepem) środkowego paska do paska A, tak aby stopa pacjenta była owinięta. Należy uważać, aby nie ścisnąć zbyt mocno.

3C. Owinąć stronę wkładki bez rzepu wokół palców pacjenta.

3D. Owinąć dolną połowę wkładki wokół pozostałych palców pacjenta i przymocować rzep do wierzchniej strony wkładki bez rzepu, tak aby wierzchnia część stopy pacjenta była owinięta. Należy uważać, aby nie ścisnąć zbyt mocno.

4A. Owinąć stronę wkładki bez rzepu wokół łydki pacjenta.

4B. Owinąć dolną połowę wkładki wokół pozostałej części łydki pacjenta i przymocować rzep do wierzchniej strony wkładki bez rzepu, tak aby stopa pacjenta była owinięta. Należy uważać, aby nie ścisnąć zbyt mocno.

*Wyłącznie dystrybuowane przez S+N

Słownik symboli

	Urządzenie medyczne
	Przeostroga
	Producent
	Data produkcji
	Kod partii

	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Nie używać ponownie
	Bez lateksu
	Ilość
	Numer katalogu

	Zapoznać się z elektroniczną instrukcją użytkownika
	Niesterylny
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Zgodność europejska

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.



Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP061 R1 1/20/2022