

Boot Liner - S+N

Descrição do Dispositivo

Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners foram concebidos para serem usados com o Sistema de Posicionamento de Quadril.

Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners são de utilização única e devem ser eliminados após a conclusão do procedimento cirúrgico.

Utilizadores previstos

Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde de acordo com estas instruções de utilização. O ambiente de utilização é um estabelecimento de saúde profissional.

Utilização Prevista

Os Smith & Nephew DermaProx Boot Liners foram concebidos para serem usados com o Sistema de Posicionamento de Quadril para ajudar a amortecer e a proteger o pé quando a tração é aplicada e a minimizar o deslizamento do pé e do calcanhar durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Instruções de utilização

Os Smith and Nephew DermaProx Boot Liners são indicados para uso durante procedimentos artroscópicos do quadril.

Grupos de doentes alvo

A população de doentes é composta por doentes para os quais um procedimento artroscópico do quadril é considerado necessário pelo cirurgião.

Contra-indicações


- Nenhuma

Avisos

- É da responsabilidade do profissional de saúde familiarizar-se com as instruções de utilização do produto, bem como dar formação ao pessoal de saúde relevante.
- A utilização do produto não conforme às indicações ou contrária à utilização prevista é proibido. Modificações no produto podem alterar os resultados esperados.

Precauções

- Inspeccione a embalagem do produto antes de a abrir. Se a embalagem do produto estiver danificada ou perfurada, **NÃO UTILIZE O PRODUTO**.
- Inspeccione o produto e o conteúdo ao removê-los da embalagem. Se o produto estiver danificado ou com defeito, **NÃO O UTILIZE** e contacte imediatamente o fabricante para obter suporte.



1. Desdobre o bootliner e coloque a parte branca do DermaProx™ voltada para cima.

2. Coloque o calcanhar do doente no meio da almofada de modo que o entalhe fique alinhado com a barriga da perna do doente.

3A. Coloque a alça A (lado sem fecho tipo velcro) da alça do meio por cima do tornozelo do doente.

3B. Coloque a alça B (lado do fecho tipo velcro) da alça do meio em cima da alça A para que o pé do doente seja envolvido. Certifique-se de não apertar demais.

3C. Enrole o lado sem fecho tipo velcro da almofada em volta dos dedos do pé do doente.

3D. Enrole a metade inferior da almofada em volta do resto dos dedos do pé do doente e coloque o fecho tipo velcro na parte superior do lado sem fecho tipo velcro da almofada de forma que a parte superior do pé do doente fique envolvida. Certifique-se de que não aperta de mais.

4A. Enrole o lado sem fecho tipo velcro da almofada em volta da barriga da perna do doente.

4B. Enrole a metade inferior da almofada em volta do resto da barriga da perna do doente e coloque o fecho tipo velcro na parte superior do lado sem fecho tipo velcro da almofada de forma que o pé do doente fique envolvido. Certifique-se de que não aperta de mais.

**Distribuído exclusivamente pela S+N*

Glossário de símbolos

	Dispositivo médico
	Cuidado
	Fabricante
	Data de fabrico
	Código do lote

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Sem látex
	Quantidade
	Número de catálogo

	Consulte as instruções de utilização eletrónicas
	Não estéril
	Representante autorizado na Comunidade Europeia
	Conformidade Europeia

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP062 R1 1/20/2022