

The Pink Hip Kit[®]

Postless Hip Positioning System

Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung

Das „Pink Hip Kit“ wurde für die Verwendung mit dem Smith and Nephew Hip Positioning System entwickelt und verhindert die Bewegung des Patienten auf dem OP-Tisch während arthroskopischer Hüftoperationen.

Das „Pink Hip Kit“ ist zum Einmalgebrauch bestimmt und wird nach Abschluss des chirurgischen Eingriffs entsorgt.

Das „Pink Hip Kit“ (Abbildung 1) besteht aus folgenden Komponenten:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| A. Kopfpositionierer (1) | D. Hebetuch (1) |
| B. Pink Hip Pad (1) | E. Armlagergurte (2) |
| C. Körpergurt (1) | F. Armlagerpads (2) |

Verwendungszweck

Das „Pink Hip Kit“ soll vor und während arthroskopischer Hüftoperationen verwendet werden, um eine Bewegung des Patienten auf dem OP-Tisch zu verhindern.

Warnhinweise



- Befolgen Sie die Richtlinien und Leitlinien Ihrer Einrichtung in Bezug auf die Häufigkeit der Patientenüberwachung. Überprüfen Sie die Haut auf Unversehrtheit und ordnungsgemäße Durchblutung. Das Produkt darf nur von einem zugelassenen Arzt verwendet werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung des „Pink Hip Kits“ sicher, dass das OP-Tischpad sicher am OP-Tisch befestigt ist.
- Stellen Sie bei der Handhabung und Lagerung des „Pink Hip Kits“ sicher, dass das Pink Hip Pad flach ist. Nicht rollen oder falten.
- Stellen Sie sicher, dass die Haut des Patienten während des gesamten Verfahrens in direktem Kontakt mit „Pink Hip Pad“ steht.

Anleitung

1. Informationen zur Systemeinrichtung können Sie der Gebrauchsanweisung für das Smith and Nephew Hip Positioning System entnehmen.
2. Legen Sie das Pink Hip Pad so auf den OP-Tisch, dass die Ausrichtungslaschen auf das Smith and Nephew Supine Table Attachment ausgerichtet sind. (Abbildung 2) Der Text „This Side Up“ (Diese Seite nach oben) sollte auf den weißen Klettbindern auf dem Pink Hip Pad nach oben zeigen.

VORSICHT: Stellen Sie sicher, dass das „Pink Hip Pad“ direkten Kontakt mit der Oberfläche des OP-Tischpads hat.

3. Befestigen Sie alle weißen Klettbinden an den OP-Tischschienen, indem Sie den Schlaufenteil der Lasche zwischen dem Tisch und der Zubehörtschiene nach unten, dann über die Außenseite der Schiene nach oben legen und den Haken des Klettverschlusses über dem Schlaufenteil befestigen. (Abbildung 3)
4. Befestigen Sie den breiten lila Polstergurt unter dem OP-Tischauflage, indem Sie zuerst den Teil des Gurts ohne Klettverschluss unter den Tischauflage legen und ihn mit dem verbleibenden Ende des Gurts überlappen, um den Klettverschluss zu sichern und einen festen Sitz zu gewährleisten. (Abbildung 4)
5. Platzieren Sie den Kopfpositionierer auf dem Pink Hip Pad in der Nähe der Kante, die am weitesten vom Hüftauflage entfernt ist, an einer Stelle, die für die Platzierung des Kopfes des Patienten ausreicht. (Abbildung 1)
6. Zentrieren Sie das Hebetuch über dem Pad, direkt über den Ausrichtungslaschen. (Abbildung 1)

VORSICHT: Das Hebetuch sollte nur den Teil des Polsters bedecken, der das Kreuz des Patienten (zwischen den Schulterblättern und dem Kreuzbein) berührt.




Abbildung 1

Abbildung 2

Richten Sie die Laschen des Pink Hip Pad an denen des Tischaufsatzes aus.



Abbildung 3






Abbildung 4 Ansicht von unter dem Tischaufsatz.



Lila Polstergurte, die am Tischaufsatz befestigt sind.


7. Befestigen Sie beide Teile des zweiteiligen Körpergurts an den Zubehörschienen:
 - Identifizieren Sie jeden Teil des Gurts – Teil A hat ein kleines Klettbandquadrat und Teil B hat eine lange Klettflasche. (Abbildung 5)
 - Richten Sie den Gurt beginnend mit Teil A so aus, dass das kleine Klettbandquadrat von der Tischunterlage weg nach außen zeigt. Ziehen Sie das Ende des Gürtels zwischen dem Tisch und der Zubehörschiene nach oben und schieben Sie die Kunststoffschnalle nach unten über das Ende des Gurts. Führen Sie den Gurt durch die Schnalle, bis er fest an der Zubehörschiene anliegt, und legen Sie das freie Ende über den Tisch.
 - Wiederholen Sie den Vorgang mit Teil B des Gurts auf der anderen Seite des Tisches und achten Sie darauf, dass die Hakenseite der langen Klettbandlasche nach innen zur Tischauflage zeigt.
 - Verbinden Sie die Gurte mit dem langen Klettverschluss von Teil B über Teil A.
8. Transferieren Sie den Patienten auf das Pink Hip Pad. Positionieren Sie den Patienten wie folgt:
 - Die Spina iliaca anterior superior (ASIS) des Patienten sollte direkt auf den Ausrichtungslaschen positioniert werden. (Abbildung 6)
 - Ungefähr 15 cm des Pink Hip Pad werden über die Gesäßfalte des Patienten hinausragen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Schultern nicht über die obere Kante des Pink Hip Pad hinausragen, um den Hautkontakt zu maximieren.
 - Die Haut der Schulterregion und des Kreuzbeins muss die Oberfläche des Pink Hip Pad berühren.
 - Verwenden Sie bei Bedarf das Hebetuch, um den Patienten vorsichtig vom Pad abzuheben und neu zu positionieren. Ziehen Sie den Patienten nicht auf das Pad. Stellen Sie sicher, dass das Pink Hip Pad immer flach bleibt.
9. Legen Sie ein lila Armlagerpad auf die Armlagerung des OP-Tisches auf der gegenüberliegenden Seite der operativen Hüfte.
10. Legen Sie den Arm des Patienten mit der Handfläche nach oben auf das lila Armlagerpad und sichern Sie ihn mit einem Armlagergurt.
11. Legen Sie den anderen Arm über die Brust des Patienten und achten Sie darauf, dass sich die Hand in einer natürlichen, anatomisch korrekten Position befindet.
12. Legen Sie das verbleibende lila Armlagerpad parallel zum Unterarm des Patienten zwischen Arm und Brust des Patienten. Zentrieren Sie das lila Armlagerpad unter der Hand des Patienten und falten Sie es über die Hand zurück. Legen Sie die Hand des Patienten zwischen den lila Schaumstoff des Armlagerpads.
13. Befestigen Sie den zweiteiligen lila Körpergurt um den Patienten, über dem Ellbogen des Patienten, seinem Arm und dem lila Armlagerpad des Patienten und sichern Sie ihn mit dem Klettverschluss.




Weitere Informationen finden Sie in der Abbildung zur abgeschlossenen Installation. (Abbildung 7)

Abbildung 7

Abgeschlossene Installation mit richtig positioniertem Patienten.



XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED



xodusmedical.com/eifu

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands